



Προσφορές

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27,
Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr



ΑΠΟ 15 Σεπτεμβρίου
ΕΩΣ 31 Δεκεμβρίου 2024



Clearfil™ Majesty ES Flow

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Η μοναδική σύνθετη ρητίνη που χρειάζεστε

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow. Η λεπτόρρευση σύνθετη ρητίνη τώρα πια διατίθεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα ρευστότητας. Προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις σας και προσφέροντας μακρόχρονες, αισθητικές και εύκολες αποκαταστάσεις.

Ενδείξεις

	High	Low	Super Low
Ομάδας I		+	++
Ομάδας II		+	++
Ομάδας III		++	+
Ομάδας IV		+	++
Ομάδας V		++	+
Ουδέτερο στρώμα	++	+	
Συγκόλληση		+	++
Επιδιόρθωση σύνθετης ρητίνης	+	++	
Επιδιόρθωση κεραμικού	+	++	+
Επιδιόρθωση μεταλλοπορσελάνης	+	++	+
Αισθητική διόρθωση της θέσης και του σχήματος των δοντιών		+	++
Άμεση συγκόλληση όψεων σύνθετης ρητίνης		+	++

Αποχρώσεις

Η CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow διατίθεται σε τρεις διαφορετικές σύστασης πάστες (High, Low and Super Low), και αποχρώσεις. Η ΚΑ6 είναι σκουρότερη από την Α4 και ιδανική για την έμφραξη αυχενικών αλλοιώσεων. Οι Α2D και Α3 είναι σκοτεινότερες και αδιαφανείς (έχοντας υψηλότερη διάχυση φωτός) από την Α2 και Α3 αντίστοιχα, και είναι ιδανικές ως ουδέτερο στρώμα.

High: A1, A2, A3, A2D, A3D

Low: A1, A2, A3, A3.5, A4, ΚΑ6, Β1, Β2, ΧW, Α2D, Α3D, W

Super Low: A1, A2, A3, A3.5



3 επίπεδα ρευστότητας

High (Υψηλής ρευστότητας)

- Εξαιρετική διαβροχή και προσαρμογή
 - Για την έμφραξη μικρών κοιλοτήτων
 - Qs ουδέτερο στρώμα
- Αντοχή στην κάμψη: 145 MPa
Αντοχή στη συμπίεση: 358 MPa

Low (Χαμηλής ρευστότητας)

- Για την έμφραξη μεγάλου εύρους πρόσθιων και οπίσθιων αποκαταστάσεων
- Αντοχή στην κάμψη: 151 MPa
Αντοχή στη συμπίεση: 373 MPa

Super Low

(Εξαιρετικά χαμηλής ρευστότητας)

- Ιδανική για την ανασύσταση φυμάτων και αυλάκων στα οπίσθια δόντια
 - Για τη διατήρηση του διαμορφωμένου σχήματος
- Αντοχή στην κάμψη: 152 MPa
Αντοχή στη συμπίεση: 374 MPa

€41,60

Με την αγορά 3 ρητίνων
Clearfil™ Majesty ES Flow

ΔΩΡΟ

η αρχική συσκευασία
συγκολλητικού
Clearfil™ Universal Bond Quick 1ml,
αξίας €22,75

Clearfil™ Majesty Posterior

Ο πρωτεργάτης για αξιόπιστες Οπίσθιες Αποκαταστάσεις

- Αντοχή στη θλίψη: 504 ΜΡα,
- Αντοχή στην κάμψη: 177 ΜΡα),
- Μακροβιότητα αποκαταστάσεων,
- Μεγάλο βάθος πολυμερισμού, χαμηλή συστολή πολυμερισμού (1,5%)
- Χαμηλός συντελεστής θερμικής διαστολής
- Υψηλή πυκνότητα ενισχυτικών ουσιών (92 % κ.β., 82% κ.ο.)

Σύριγγα 4.9gr

Αποχρώσεις:

A2, A3, A3.5, B2, XL, OA3



€57,20

3+1 ΔΩΡΟ
Τελική τιμή με την προσφορά
€42,90

6+2 ΔΩΡΟ
Επιπλέον ΔΩΡΟ
2x1 ml Universal Bond Quick
αξίας € 22,75

Clearfil™ Majesty Esthetic

Μια φωτοπολυμεριζόμενη, διεθνής σύνθετη ρητίνη που περιέχει

75% ενισχυτικές ουσίες.

Λειτουργεί καλύτερα όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο στίλβωσης και αισθητική, εξαιτίας της απλοποιημένης τεχνικής στίλβωσης και της υψηλής ικανότητας στίλβωσης.



Σύριγγα 4.9gr

Αποχρώσεις:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, HO, E, OC, XL, OA2, OA3, OA4, T, AM

€50,75

3+1 ΔΩΡΟ
Τελική τιμή με την προσφορά
€38,06

6+2 ΔΩΡΟ
Επιπλέον ΔΩΡΟ
1 ml Universal Bond Quick
αξίας € 22,75

Clearfil™ Majesty ES-2 Classic



Σύριγγα 3.6gr

Αποχρώσεις:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW, W

Σύριγγα 1.8gr

Αποχρώσεις:
Clear, Blue, Gray, Amber

€28,90

€47,30

Με την αγορά 2 ρητίνων Clearfil™ Majesty ES-2 Classic ΔΩΡΟ μία συσκευασία Clearfil™ Universal Bond Quick 1ml, αξίας €22,75



Αντιστοίχιση με αποχρώσεις VITA

Classic

- Μονοχρωματική αποκατάσταση
- Αποκλειστική ιδιότητα της διάχυσης του φωτός (Τεχνολογία της Διάχυσης του φωτός Kuraray Noritake)
- Φυσικός φθορισμός
- Περιεχόμενο ενισχυτικών ουσιών 66% κ.ο. (78% κ.β.)
- Αποχρώσεις σύμφωνα με το χρωματολόγιο της VITA
- Εύκολη διαμόρφωση της αποκατάστασης
- Ίδια απόχρωση πριν και μετά τον φωτοπολυμερισμό
- Χρόνος εργασίας 4.5 λεπτά στο φυσικό φως
- Εξαιρετες στίλβωτικές ιδιότητες

Clearfil™ SE Bond 2

Χρυσή Σταθερά. Universal συγκολλητικός παράγοντας 2 σταδίων



€143,00

Με αγορά 1 συγκολλητικού παράγοντα Clearfil SE Bond 2 EU 3270

ΔΩΡΟ

1 ρητίνη Clearfil Majesty™ Esthetic σε αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, HO, E, OC, XL, OA2, OA3, OA4, T, AM αξίας €50,75

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Καθολικές κλινικές εφαρμογές με το νέο CLEARFIL DC Activator.
- Νέος καταλύτης για ισχυρότερη αντοχή του δεσμού.
- Εξαιρετική, απαρύμιλλη, μακρόχρονη, στην Ομάδα V, κλινική έρευνα με τα αυτοαδροποιούμενα προϊόντα CLEARFIL (5 χρόνια - 10 χρόνια επανέλεγχι 91% - 100% συγκράτηση).
- Μικρό πάχος φιλμ στις έμμεσες αποκαταστάσεις.
- Ίδανικό συγκολλητικό σύστημα στις ενός σταδίου αποκαταστάσεις (απορροφά την τάση και απομονώνει την οδοντίνη).
- Ίδανική επίστρωση συγκολλητικού παράγοντα για τις άμεσες αποκαταστάσεις.
- Δεν ανακινείται, δεν αναμιγνύεται, δεν απαιτείται τρίψιμο κατά την εφαρμογή του, δεν χρειάζονται πολλαπλές εφαρμογές.
- Το SE Primer 2 επεξεργάζεται αποκαταστάσεις από ζirkόνιο και αλουμίνια.
- Δεν φωτοπολυμερίζεται στο εσωτερικό των έμμεσων αποκαταστάσεων.




€67,00

Ενδείξεις

- Άμεσες αποκαταστάσεις χρησιμοποιώντας φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη.
- Επικάλυψη της κοιλότητας ως προεπεξεργασία για τις έμμεσες αποκαταστάσεις.
- Θεραπεία των εκτεθειμένων ριζικών επιφανειών.
- Θεραπεία δοντιών με ευαισθησία.
- Ενδοστοματική επιδιόρθωση σπασμένων αποκαταστάσεων.
- Συγκόλληση αξόνων χρησιμοποιώντας διπλού ή χημικού πολυμερισμού υλικό κολοβωμάτων.
- Ανασύσταση κολοβωμάτων χρησιμοποιώντας φωτο-, διπλού- ή χημικού πολυμερισμού υλικό κολοβωμάτων.
- Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών και όψεων χρησιμοποιώντας ρητινώδεις κονίες.



Apply PRIMER¹




Dry with mild air




Apply BOND



Make a uniform bond film using a gentle airflow



Light-cure²



Place composite resin



STRATA-G™ **Νέο!**

Garrison
Dental Solutions

Ολοκαίνουργιο Τμηματικό σύστημα τεχνητών τοιχωμάτων

- Οι δακτύλιοι παράγουν άριστο διαχωρισμό των δοντιών για εξαιρετά, σφικτά σημεία επαφής
- Τοιχώματα με έντονη καμπυλότητα για ανατομικά σωστά σημεία επαφής
- Σημεία επαφής στο ύψος του περιγράμματος
- Φιλικό προς τον χειριστή σύστημα συγκράτησης
- Δεν απαιτείται επιπλέον διαμόρφωση αποκατάστασης
- 26 χρόνια εμπειρίας σε τμηματικά συστήματα τεχνητών τοιχωμάτων σε συνδυασμό με το σύστημα Strata-G™



1. Τοποθετήστε το τεχνητό τοίχωμα:

Τα εξαιρετικά μαλακά τρισδιάστατα στρογγυλεμένα τεχνητά τοιχώματα έχουν προεκβολές για να συγκρατούνται με εύκολη τοποθέτηση και την επαναστατική αντικολλητική επιφάνεια της Garrison για την εύκολη αφαίρεσή τους.



2. Τοποθετήστε τη σφήνα:

Οι διεθνείς σφήνες γλιστρούν στη θέση τους εύκολα και δεν οπισθοχωρούν. Η μαλακή, εύκαμπτη εξωτερική τους επιφάνεια προσαρμόζεται εύκολα στις ανομοιομορφίες μεταξύ των δοντιών και πιέζει πολύ σφικτά το τεχνητό τοίχωμα πάνω στο δόντι.



3. Τοποθετήστε τον δακτύλιο:

Και οι τρεις δακτύλιοι Strata-G™ εφαρμόζουν πάνω από τις σφήνες για εύκολη τοποθέτηση. Η Ultra-Grip™ συγκράτηση κρατά τους δακτυλίους σταθερά στη θέση τους, από την άπω πλευρά του κυνόδοντα μέχρι στις μεγαλύτερες παρασκευές των γομφίων.

ΑΠΟ
€560,00
ΤΩΡΑ
€504,00

SG-KS-40 Αρχικό σετ

3 Strata G δακτυλίους
μπλέ, πορτοκαλί και πράσινο,
50 τεμ. Strata G τεχνητά τοιχώματα (5 μεγέθη),
40 τεμ. Strata G σφήνες (4 μεγέθη),
και αρπαγοφόρος

επιπλέον **ΔΩΡΟ** Μια αρχική συσκευασία
Clearfil™ Majesty ES-2 Universal (1,2 gr) αξίας €22,10



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Save the date!

kuraray

Noritake

Η εταιρεία «Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ» σας **προσκαλεί** σε ημερίδα με θέμα:

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ



Nicola Scotti,

Καθηγητής
Επανορθωτικής Οδοντιατρικής,
Πανεπιστήμιο Τορίνο, Ιταλία

«Τα νέα όρια
της άμεσης
επανορθωτικής
οδοντιατρικής»



Κοσμάς Τολίδης,

Καθηγητής
Οδοντικής Χειρουργικής
ΑΠΘ

«Άμεσες αισθητικές
αποκαταστάσεις
κλινικές προκλήσεις
και απαντήσεις»

**Η συμμετοχή στην ημερίδα
είναι ΔΩΡΕΑΝ**

*Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής
στα τηλέφωνα της εταιρείας



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σάββατο 23
Νοεμβρίου 2024



ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

**The Golden Age
Hotel of Athens,**
Μιχαλακοπούλου 57,
115 28 Αθήνα



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

09:00 π.μ.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Τηλ.: 210 7716416,
210 7751000
e-mail: info@tsaprazis.gr

PANAVIA™ ΚΟΝΙΕΣ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

Η λύση για κάθε κλινικό περιστατικό συγκόλλησης

Όσον αφορά τη συγκόλληση, κάθε παρασκευή και υλικό αποκατάστασης έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Έχουμε αναπτύξει τρία διαφορετικά ρητινώδη συστήματα συγκόλλησης Έχουμε αναπτύξει τρία διαφορετικά ρητινώδη συστήματα συγκόλλησης για να καλύψουμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε οδοντιάτρου και ασθενούς.



PANAVIA™

V5

Για όλες τις απαιτητικές περιπτώσεις συγκόλλησης, ισχυρή και αισθητική



Χαρακτηριστικά

- 5 αισθητικές αποχρώσεις και τις αντίστοιχες δοκιμαστικές πάστες
- Υψηλή αντοχή κάμψης στα 127 MPa
- Πολυάριθμες ενδείξεις, πάντοτε με την ίδια κλινική διαδικασία

Ενδείξεις

- Πρόσθιες/οπίσθιες στεφάνες
- Γέφυρες 3-τεμαχίων ή περισσότερων
- Όψεις
- Ένθετα/επένθετα
- Προσθητική αποκατάσταση σε κολοβώματα εμφυτευμάτων
- Ενδορριζικοί άξονες

Πέντε αποχρώσεις για εξαιρετική αισθητική απόδοση



€209,30

Standard Kit περιλαμβάνει PANAVIA™ V5 πάστα, 1 σύριγγα 8.1g: **Universal (A2)** ή **Διαφανές**, PANAVIA™ V5 Tooth Primer 2ml, CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS 2 ml, K-etchant 2 ml, 10 ρύγχη ανάμιξης, 50 βουρτσάκια εφαρμογής, 1 δοχείο ανάμιξης.

ΔΩΡΟ
PANAVIA VENEER LC
πάστα απόχρωσης
Clear 0.9g
& 5 ακροφύσια
αξίας €24,20

€118,00

Ανταλλακτική πάστα

1 σύριγγα για κάθε απόχρωση 8.1gr: **Universal (A2)**, **Διαφανές**, **Καφέ (A4)**, **Λευκό**, **Αδιαφανές** (=χημικά πολυμεριζόμενο) 20 ρύγχη ανάμιξης

€130,00

Αρχική συσκευασία σε 2 αποχρώσεις **Universal (A2)** ή **Διαφανές** περιλαμβάνει PANAVIA™ V5 Tooth Primer 2ml, CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS 2 ml, PANAVIA™ V5 πάστα 1 σύριγγα 4.2g, 10 ρύγχη ανάμιξης, 50 βουρτσάκια εφαρμογής, 1 δοχείο ανάμιξης.

PANAVIA™ SA Cement Universal

Η ρητινώδης κονία συγκόλλησης για την καθημερινή οδοντιατρική πράξη



€102,05

1 σύριγγα 8.1gr
& 20 ρύγχη ανάμιξης
Αποχρώσεις:
Universal (A2) ή **Διαφανές**
ή **Λευκό**



MDP μονομερές:

Το αυθεντικό MDP μονομερές δημιουργεί έναν ισχυρό χημικό δεσμό με το κράμα μετάλλου, το ζirkόνιο, την αδμαντίνη και την οδοντίνη.



LCSi μονομερές:

Το αυθεντικό LCSi μονομερές δημιουργεί έναν ισχυρό χημικό δεσμό με την πορσελάνη, το διπυριτικό λίθιο και τη σύνθετη ρητίνη.

Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι περιέχει δύο τύπους μονομερών συγκόλλησης ("MDP" και "LCSi") που επιτρέπουν τη συγκόλληση διαφόρων ειδών προσθητικών αποκαταστάσεων χωρίς την εφαρμογή ενεργοποιητών συγκόλλησης, ακόμη και σε ζirkόνια και διπυριτικό λίθιο.

Χαρακτηριστικά

- Μια απλή διαδικασία ενός σταδίου για την ελαχιστοποίηση των λαθών και την εξοικονόμηση χρόνου της συνεδρίας.
- Εύκολη απομάκρυνση περισσειας.
- Φύλαξη σε θερμοκρασία δωματίου

Ενδείξεις

- Πρόσθιες/οπίσθιες στεφάνες
- Γέφυρες 3-τεμαχίων ή περισσότερων
- Ένθετα/ επένθετα
- Προσθητική αποκατάσταση σε κολοβώματα εμφυτευμάτων
- Ενδορριζικοί άξονες

Τρεις αποχρώσεις για την κάλυψη όλων των κλινικών περιστατικών



για να καλύψουμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε οδοντιάτρου και ασθενούς.

PANAVIA™ Veneer LC



Η ιδανική λύση για συγκόλληση όψεων

Η PANAVIA™ Veneer LC είναι μια εξειδικευμένη ρητινώδης κονία που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης σε διάφορα υποστρώματα, μαζί με εξαιρετική διατήρηση στιλνότητας και αντοχή στη φθορά. Η κονία χρησιμοποιεί μικρής διαμέτρου σφαιρικά σωματίδια ενισχυτικών ουσιών, διευκολύνοντας την εύκολη διανομή από τη σύριγγα και την εξαιρετική ρευστότητα για ελάχιστο πάχος του φιλμ. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν συμβάλλουν ουσιαστικά σε καμία αλλαγή στη στιλνότητα ή στην εμφάνιση της επιφάνειας των ορίων των όψεων με την πάροδο του χρόνου.



€46,80

Ανταλλακτική
πάστα 2,6gr
σε αποχρώσεις A2,
Clear, A4, White

Χαρακτηριστικά

- Καινοτόμος τεχνολογία φωτοπολυμερισμού
Η φωτοπολυμεριζόμενη κονία προσφέρει μεγάλο χρόνο εργασίας ως και 200 δευτερόλεπτα (>3 λεπτά) που διευκολύνει την ταυτόχρονη τοποθέτηση πολλαπλών όψεων.
- Υψηλή αισθητική
Το λεπτό φιλμ και η εξαιρετική στιλβωτική ικανότητα επιτρέπουν τη δημιουργία λείων ορίων της αποκατάστασης. Τέσσερις διαφορετικές, άκρω χρωματικά σταθερές αποχρώσεις (διαφανής, διεθνής, λευκή και καφέ) προσφέρουν αισθητική που διαρκεί. Οι δοκιμαστικές πάστες διευκολύνουν την επιλογή της σωστής απόχρωσης.
- Άριστος χειρισμός
Το κατάλληλο ιξώδες και η συνοχή της πάστας επιτρέπουν την ευκολότερη διανομή και τη σωστή τοποθέτηση της αποκατάστασης, ενώ η λειτουργία πήξης του ενός δευτερολέπτου παρέχει ομαλή περίσσεια του υλικού.
- Συμπληρωματική με τα συγκολλητικά της PANAVIA V5
Το PANAVIA™ V5 Tooth Primer εμφράσει τη μεσόφραση με άμεσο πολυμερισμό κατά την επαφή του με την πάστα (touch-cure). Το αποτέλεσμα είναι ένας ισχυρός και ανθεκτικός δεσμός.

Ενδείξεις

- Όψεις <2 mm πάχους
- Ενθετα/ επένθετα <2 mm πάχους

Τέσσερις αποχρώσεις για εξαιρετική αισθητική απόδοση



Bambach Original

Μια μεγάλη επένδυση για την υγεία σας



Ως η πρώτη παγκόσμια λύση, το Bambach Saddle Seat (κάθισμα οδοντιάτρου) άλλαξε τον καθημερινό τρόπο καθίσματός μας. Ο σχεδιασμός του -εξαιρετικά απλός- όπως τον εμπνεύστηκε η Mary Gale, μια Αυστραλή επαγγελματίας φυσιοθεραπεύτρια, από τη σέλα των αλόγων, επαναφέρει τη σπονδυλική στήλη στη φυσική της μορφή σε σχήμα S υποστηρίζοντας τη λεκάνη όταν καθόμαστε. Αυτή η θέση ελαχιστοποιεί τη συμπίεση των οσφυϊκών μεσοσπονδύλιων δίσκων, επιτρέπει στους μύς της πλάτης και του λαιμού να χαλαρώνουν και ανακουφίζει τα εσωτερικά όργανα. Η τοποθέτηση της λεκάνης πάνω από τα γόνατα διατηρεί τους μηριαίους μύς χαλαρούς και ενισχύει την καλή κυκλοφορία του αίματος και των υπόλοιπων σωματικών υγρών.

Εργονομική αυθεντικότητα των καθισμάτων- Χαρακτηριστικά

- Τυπικό μέγεθος σέλας
- Εξασφαλίζει μια υγιή και άνετη στάση
- Για την εξάλειψη και την πρόληψη του πόνου στην πλάτη
- Χρώμα: μαύρο
- Όλα τα καθίσματα σέλας Bambach είναι εξοπλισμένα με αμορτισέρ αερίου για ρύθμιση ύψους ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του χρήστη
- Ύψος: βινύλ
- Βάση: Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες
- Αντοχή: 110 κιλά
- Εγγύηση 5 έτη

€800,00

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%





Composi-Tight 3D Fusion™

Garrison
Dental Solutions

Σύστημα τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων.

Παρέχει τη λύση για την αποκατάσταση όλων των κοιλοτήτων Ομάδος II.

Τα Soft-Face™ άκρα σιλικόνης του δακτύλιου με ενισχυμένη την ανατομία των ορίων αγκαλιάζουν το τεχνητό τοίχωμα στο δόντι για τη δημιουργία εκτεταμένων αποκαταστάσεων με τέλεια σημεία επαφής

Composi-Tight 3D Fusion™ Δακτύλιοι

Ο ολοκαίνουργιος Composi-Tight 3D Fusion™ πράσινος δακτύλιος για ευρείες παρασκευές, ιδανικός για μεγάλες απώλειες οδοντικού ιστού. Συγκρατείται ακόμη κι αν το τοίχωμα λείπει. Τα πλατιά άκρα της σιλικόνης εμποδίζουν το τεχνητό τοίχωμα να συνθλιβεί στη κοιλότητα. Λειτουργεί πολύ καλά σε κοντά δόντια και σε εκείνα που βρίσκονται σε λανθασμένη θέση, συγκρατώντας από επάνω την αρπάγη του ελαστικού απομονωτήρα ή μεταξύ κυνόδοντα και πρώτου προγόμφιου.

- Οι δακτύλιοι δεν αναπηδούν λόγω των συγκρατητικών άκρων
- Δεν σπάνε ή χάνουν τη δύναμή τους λόγω του ενισχυμένου φαινομένου επαναφοράς
- Διαρκεί το λιγότερο για 2 έτη, ελάχιστες 1000 χρήσεις



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
€330,00

FX-KFF-00 Αρχικό σετ

1x Composi-Tight 3D Fusion™
Δακτύλιος κοντός **μπλέ**,
Δακτύλιος μακρύς **πορτοκαλί**,
Δακτύλιος ευρύς **πράσινος**,
80 τεμ. x Composi-Tight 3D
Fusion™ Σφήνες (4 μεγέθη), 70 τεμ. x
Composi-Tight 3D Fusion™ Τεχνητά
τοιχώματα (5 μεγέθη) και αρπαγοφόρος

ΑΠΟ
€550,00
ΤΩΡΑ
€495,00

επιπλέον **ΔΩΡΟ** Μια αρχική συσκευασία Clearfil™ Majesty
ES-2 Universal (1,2 gr) αξίας €22,10

Composi-Tight 3D Fusion™ Τεχνητά τοιχώματα



ΕΚΠΤΩΣΗ
10%

- Μακρύα τεχνητά τοιχώματα επίσης για ευρείες κοιλοότητες
- Αυθεντική επικάλυψη που δεν κολλά
- Ισχυρά 3 διαστάσεων καμπυλότητας για μεγαλύτερη σταθερότητα
- 3 διαφορετικά ύψη και συνολικά 5 μεγέθη (περιλαμβάνει και 2 υποουλικά είδη)

TRIAL KIT
2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

€22,75
ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΕΤ



Twist DIA for Composite

Φυσική σιλιπνότητα σε 2 μόνο βήματα

Το ειδικό σχήμα και η επικάλυψη διαμαντιού του σιλιπνωτικού, οδηγεί σε εκθαμβωτικές επιφάνειες σε σύντομο χρονικό διάστημα εφαρμογής. Και το καλύτερο είναι ότι αυτό το σύστημα σιλιπωσης είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια δοντιού –ακόμη και η σιλιπωση της μαστικής επιφάνειας είναι σημαντικά απλοποιημένη!

Twist DIA for Zirconia

Σύστημα Σιλιπωσης Ζιρκονίου σε 3 βήματα.

Εύκαμπτα με επικάλυψη διαμαντιού



ΑΔΡΟΚΟΚΚΟ

ΜΕΣΑΙΟ

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ


ΑΡΧΙΚΟ ΣΕΤ
3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΣΣΟΡΤΙ
14 mm

€44,20

- Δημιουργεί μια φυσική γυαλάδα σε όλες τις αποκαταστάσεις από ζιρκόνια.
- Αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο και διατίθεται σε 3 αδρότητες για γωνιακή (RA)
- Συνιστάται να ξεκινάτε από το αδρόκοκκο, μετά το μέσης αδρότητας και τέλος το λεπτόκοκκο
- Προτεινόμενες στροφές: 7,000 - 10,000 rpm για αδρόκοκκο, μέσης αδρότητας και λεπτόκοκκο
- Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 20,000 rpm

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

CLEARFIL™ Universal Bond Quick



5ml = 250+ εφαρμογές

EU 3572
€90,90
5ml

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

+ ΔΩΡΟ

Μία ρητίνη Clearfil™ Majesty ES-2 Universal U (1,2 gr) αξίας €22,10

Συνολική έκπτωση
€31,19

Ο CLEARFIL™ Universal Bond Quick συνδυάζει το αυθεντικό μονομερές 10-MDP με το νέο υδρόφιλο μονομερές αμιδίου, βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της «άμεσης συγκόλλησης».

Έτσι ο συγκολλητικός παράγοντας διεισδύει αμέσως στην υγρή οδοντίνη, την εμφράσσει ερμητικά και δεν αφήνει ελεύθερους πόρους. Μπορεί να συνδυαστεί με την PANA VIA SA Cement UNIVERSAL ή το CLEARFIL™ DC Core Plus ως αυτοπολυμεριζόμενο ή φωτοπολυμεριζόμενο συγκολλητικό σύστημα.

Όλες οι ενδείξεις, ένας συγκολλητικός!



Άμεσες αποκαταστάσεις



Συγκόλληση άξονα/ Ανασύσταση κολοβώματος



Συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων



Ενδοστοματική επιδιόρθωση

Εργονομική συσκευασία - Άνοιγμα με το ένα χέρι

kuraray

Noritake

ΕΞΥΓΙΝΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL αποχρώσεις

Φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή σύνθετη ρητίνη που παρέχει ακριβή απόδοση των χρωμάτων, υψηλή στιλβωσιμότητα και εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες, καθιστώντας την ιδανική τόσο για τις πρόσθιες όσο και για τις οπίσθιες αποκαταστάσεις. Έχει κατασκευαστεί με ιδανικό ιξώδες, εξασφαλίζοντας εύκολο χειρισμό και τοποθέτηση. Οι αποχρώσεις CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal, παρέχουν εξοικονόμηση χρόνου και απλοποιημένα μέσα για την πραγματοποίηση αισθητικών, ισχυρών και μακρόχρονων αποκαταστάσεων.



€47,30
Σύριγγα 3,6gr

3+1
ΔΩΡΟ
Τελική τιμή με την προσφορά
€35,47

6+2
ΔΩΡΟ
Επιπλέον ΔΩΡΟ
1 ml Universal Bond Quick
αξίας € 22,75



Απόχρωση για τις οπίσθιες αποκαταστάσεις



Αποχρώσεις για τις πρόσθιες αποκαταστάσεις



ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο BLOCKER
(Τεχνολογία της διάχυσης του φωτός)

CAVEX Cream Alginate



€14,30

Αναμιγνύεται πολύ εύκολα και παρουσιάζει μια εξαιρετικά λεία και κρεμώδη σύσταση, η οποία εξασφαλίζει μια λεπτομερή αναπαραγωγή αποτύπωσης των 5µm (προσεγγίζει την απόδοση των σιλικονούχων αποτυπωτικών υλικών λόγω της τεχνικής αποτύπωσης και των φυσικών του ιδιοτήτων). Έχει αξιολογηθεί με 97% στο DENTAL ADVISOR.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, αξίας 71,50€

ΔΩΡΟ

ή MIXING BOWL αξίας 13,00€ & SPATULA αξίας 3,00€

ή WATER DOSING αξίας 15,00€

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, αξίας 143,00€

ΔΩΡΟ

CAVEX ALGINATE CONTAINER αξίας 36,50€

CAVEX GreenClean

Καθαρίζει υπολείμματα αλγινικού και γύψου διαλύοντας τα, χωρίς να απαιτείται το τρίψιμο ή το ξύσιμο των εργαλείων, αποτυπωτικών δισκαρίων για την αφαίρεση τους.

Συσκευασία

Διαφανές δοχείο με τη μεζούρα μέτρησης περιέχει 1 κιλό Cavex GreenClean, αρκετό για να καθαρίσει περισσότερα από 500 αποτυπωτικά δισκάρια.

€25,00



Με την αγορά ενός Green Clean αξίας 26,00€

ΔΩΡΟ

Cavex Cream αξίας 14,30€

CAVEX ProphyPaste

Πάστα καθαρισμού και στίλβωσης δοντιών. Ιδανική στην αφαίρεση χρωστικών και αποχρωματισμών χάρη στο μοναδικό μείγμα διαφορετικών κόκκων πυριτίου. Η Cavex ProphyPaste διατίθεται σε δύο διαφορετικές αδρότητες RDA: Κανονική και Λεπτόκοκκη

Η **Cavex ProphyPaste Regular** έχει υψηλότερη αδρότητα με RDA 130 ως 150. Επομένως είναι τέλεια για τον λεπτομερή καθαρισμό, διατηρώντας παράλληλα ένα λείο τελείωμα. Διατίθεται σε πράσινο χρώμα με αναζωογονητική γεύση μέντας.

Η **Cavex ProphyPaste Fine** έχει χαμηλότερη αδρότητα με RDA από 50 ως 60. Γι' αυτό είναι τέλεια για το απαλό καθάρισμα με υψηλή στίλβωτική απόδοση και πολύ κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σε εμφυτεύματα, στεφάνες και γέφυρες. Διατίθεται σε ροζ χρώμα με ευχάριστη γεύση κράνμπερι.

Χαρακτηριστικά

- Ασφαλής και αποτελεσματική
- Περιέχει φθόριο
- Έχει ουδέτερο pH
- Ιδανική σύσταση, χωρίς πιτσιλιές
- Τέλεια στην προετοιμασία των δοντιών για λεύκανση
- Φιλική προς τον ασθενή κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία

ΤΙΜΗ
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
(σωληνάριο 100gr)

€15,60



Oxysafe

Τεχνολογία ενεργού οξυγόνου για αποτελεσματική
θεραπεία περιοδοντίτιδας και της περιεμφυτευματίτιδας



Το OXYSAFE Gel Professional με την πατενταρισμένη τεχνολογία Ardox-X, η οποία βασίζεται στο ενεργό οξυγόνο (υδρογονανθρακικό-οξοβορικό σύμπλεγμα), λειτουργεί από έξω προς τα μέσα και διεισδύει γρήγορα στο βιοφίλμ στα ούλα. Τα αναερόβια βακτήρια καταστρέφονται και η αναγεννητική επίδραση ενεργοποιείται στον φλεγμονώδη ιστό.

Το OXYSAFE Gel Professional δεν είναι κυτταροτοξικό και δεν χρησιμοποιεί υπεροξειδία ή ρίζες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την στοματική χλωρίδα. Σε συνδυασμό με το OXYSAFE Liquid Professional στοματικό διάλυμα, το μακροχρόνιο ενεργό οξυγόνο απελευθερώνεται στους θυλάκους των ούλων, αποφεύγοντας τον κίνδυνο επανεμφάνισης της φλεγμονής. Το OXYSAFE Professional λειτουργεί εξίσου καλά με τους καπνιστές και τους μη καπνιστές.

Πλεονεκτήματα

- Γρήγορη μείωση του βάθους των περιοδοντικών θυλάκων και απολύμανσή τους
- Χωρίς αντιβιοτικά, χωρίς κλωρεξιδίνη
- Μακρόχρονη επίδραση
- Επιστημονικά και κλινικά ελεγμένα



Το **OXYSAFE Liquid Professional** 250 ml είναι ένα στοματικό διάλυμα που χρησιμοποιείται στο σπίτι από τους ασθενείς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας ως συντήρηση. Εξασφαλίζει την παραμονή ικανοποιητικής ποσότητας ενεργού οξυγόνου στο στόμα, διατηρώντας την αντιμικροβιακή του δράση και υποστηρίζοντας την επιθυμητή επούλωση των ιστών.

Με την αγορά ενός OXYSAFE Professional IntroKit (155 040) αξίας €185,00 **ΔΩΡΟ** ένα Orange Solvent αξίας €13,50

Συσκευασία	Κωδ.	€*
OXYSAFE Gel Professional 3x1 ml	155 041	170,00
OXYSAFE Liquid Professional 250 ml	155 042	16,00

ΕΚΠΤΩΣΗ
10%

OXYSAFE Gel Professional 1 ml χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον οδοντίατρο και εφαρμόζεται μέσα στους περιοδοντικούς θυλάκους.



Cavex Bite & White SHADE CORRECTION

25% Hydrogen Peroxide Superior

Γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία λεύκανσης στο οδοντιατρείο για την αποκατάσταση της αρχικής απόχρωσης των δοντιών.

Το Cavex Bite & White Shade Correction είναι ένα γρήγορο, ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα για την αποκατάσταση του φυσικού χρώματος των δοντιών του ασθενούς. Είναι σύστημα In-Office, οπότε όλη η διαδικασία γίνεται από τον οδοντίατρο στο οδοντιατρείο. Η επαναστατική γέλη του συστήματος καθιστά δυνατή την αποκατάσταση της αρχικής απόχρωσης των δοντιών με μόνο 2 ως 3 εφαρμογές σε 1 θεραπεία

€31,50

Με την αγορά 2 συσκευασιών Cavex Bite & White Shade Correction
2 σύριγγες X 2 ml, 1 barrier X 1 γρ και 5 ρύγχη **ΔΩΡΟ** ένα Prophypaste αξίας 15,60€

Cavex Bite & White ABC Master Kit

Ενεργοποίηση - Λεύκανση - Φροντίδα

16% υπεροξείδιο του καρβαμιδίου



Ψάχνει ο ασθενής σας μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική λεύκανση με ελαχιστοποιημένο ποσοστό ευαισθησίας;

Επιλέξτε το ABC Masterkit: την πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη θεραπεία λεύκανσης.

Πως λειτουργεί;

A

Ενεργοποίηση

με Cavex Bite & White StainLess
(2-3 λεπτά)

Τα δόντια θα πρέπει να βουρτσιστούν με την πάστα για να καθαριστεί οχολαστικά η οδοντική επιφάνεια, έτσι ώστε η λευκαντική γέλη να έρθει σε άμεση επαφή με την αδαμαντίνη. Επιπλέον, το StainLess αυξάνει την τιμή του pH στην στοματική κοιλότητα, κάνοντας τη θεραπεία λεύκανσης ακόμα περισσότερο αποτελεσματική.

B

Λεύκανση

με Cavex Bite & White gel
(30-60 λεπτά)

Η γέλη λεύκανσης που τοποθετείται στο δισκάριο, περιέχει 16% υπεροξείδιο του καρβαμιδίου που ισούται με 6% υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το προστιθέμενο φθοριούχο νάτριο ενισχύει την αδαμαντίνη και το νιτρικό κάλιο ελαχιστοποιεί κάθε ευαισθησία.

Γ

Φροντίδα

με το Cavex Bite & White ExSense
(5-10 λεπτά)

Η γέλη μπορεί να τοποθετηθεί στο ίδιο δισκάριο και περιέχει μια μοναδική σύνθεση υδροξυαπατίτη και διαλυτή υδροδιασποράς. Αυτό εμφράσει τα οδοντινοσωληνάρια και τις μικρορωγμές στην αδαμαντίνη, ελαχιστοποιώντας την ευαισθησία. Επιπλέον, το ExSense συμβάλλει στην επανασβεσίωση και αποκαθιστά τη μικροσκληρότητα των οδοντικών στοιχείων.

Με την αγορά ενός ABC Master Kit αξίας €50,00 **ΔΩΡΟ** ένα Prophypaste, αξίας €15,60



ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Με την αγορά **20** συσκευασιών
MANI GLIDE FINDER
και **MANI JIZAI**

ΕΚΠΤΩΣΗ 25%



ΒΗΜΑ 1

Πρόσβαση και διάνοιξη των ριζικών σωλήνων

Χρησιμοποιείστε για τη διάνοιξη του ριζικού σωλήνα Jizai Orifice opener (025.14) και παρασκευάστε το μυλικό τμήμα του ριζικού σωλήνα.

Η παρασκευή του μυλικού τμήματος μπορεί να γίνει με Peeso Reamers και Gates Drills.

ΒΗΜΑ 2

Βατότητα

Χρησιμοποιείστε MANI D Finders για να εξασφαλίσετε τη βατότητα των ριζικών σωλήνων.

Προτιμούμε να χρησιμοποιήσετε #12 D Finders πριν τη #15 χειρός ρίνη

Αν τα MANI D Finders δεν αποδώσουν λόγω ενασβεστίωσης, χρησιμοποιείστε Glide Finders #10

ΒΗΜΑ 3

Διαμόρφωση δίοδου ολίσθησης

Δημιουργήστε τη δίοδο στους ριζικούς σωλήνες με #15.02 ρίνη χειρός.

Η #20.02 ρίνη ελαχιστοποιεί τους κινδύνους κατάγματος της ρίζας

ΒΗΜΑ 4

Διαμόρφωση σχήματος ριζικών σωλήνων

Όλες οι ρίνες χρησιμοποιούνται μέχρι το συγκεκριμένο μήκος εργασίας (απλή τεχνική).

Επιτρεπόμενη ταχύτητα μικρομότορ: 500 rpm -1 ή λιγότερο
Επιτρεπόμενη ροπή: 3.0 N.cm ή λιγότερο

⚠ Προειδοποίηση: Απομακρύνετε τα υπολείμματα από τις ρίνες και εφαρμόστε διακλυσμούς στους ριζικούς σωλήνες όσο χρειάζεται κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας. Να μην χρησιμοποιήσετε JIZAI III (035.04), αλλά να τελειώσετε με JIZAI II (025.06) σε εξαιρετικά κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες.

JIZAI NiTi Rotary Files
— 自 在 —

Το σύστημα JIZAI είναι η νεότερη προσθήκη στη σειρά ενδοδοντικών εργαλείων της MANI. Κάθε ρίνη είναι πλήρως θερμικά επεξεργασμένη, με εξαιρετική ευκαμπτικότητα και έχει σχεδιαστεί για να κόβει ομαλά και αποτελεσματικά. Το σχήμα της διατομής και των περιστροφών της βοηθούν στην αποφυγή διατρήσεων και υπερβολικής επεξεργασίας του ριζικού σωλήνα. Κάθε ρίνη μπορεί να καμφθεί εκ των προτέρων και θα διατηρήσει το σχήμα της. Διατίθεται σε μεμονωμένες συσκευασίες μεγέθους ISO των 3 ρινών ή ως μέρος ενός Standard Kit που περιλαμβάνει μια ακολουθία ρινών 25.04, 25.06 και 35.04 που έχουν σχεδιαστεί για ευθείς και ελαφρώς κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες. Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία.

Προτεινόμενη ταχύτητα λειτουργίας: 300-500 rpm
Προτεινόμενη ροπή: 1,00-3,00 Ncm



€35,00

- Συσκευασία:
- Standard Kit συσκευασία 3 τεμαχίων 025 04/025 06/035 04 Μήκος 25mm
 - Διάνοιξη στομίου συσκευασία 3 τεμαχίων 025 .14 Μήκος 18mm
 - Μεμονωμένη συσκευασία 3 τεμαχίων 025 .04/ 30 .04/ 035 .04/ 040 .04/ 045 .04/ 050 .04/ 025 .06/ 030 .06/ 035 .06 Μήκος 25mm

MANI Glide Finders

Ρίνες χειρός οι οποίες σχεδιάστηκαν για τη διάνοιξη δίοδου και τη δημιουργία διαδρομής ολίσθησης στους ριζικούς σωλήνες. Παρόμοιες με τις D Finders, αλλά αυτές έχουν κοπτική ικανότητα. Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος 08,10,12,15
Μήκος 25mm

€7,50



Με **10** συσκευασίες μικροεργαλείων και διαμαντιών

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Με **20** συσκευασίες μικροεργαλείων και διαμαντιών

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

K-FILES ■ Symbol mark

Μήκος (L): 21,25,28,31 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 06-140

Aasoopri: 15-40, 45-80, 90-140

Rubber Stopper: 21% □, 25% ▽, 28% ▴, 31% ●

MEDIUM K-FILES

Μήκος (L): 21,25 mm
Aasoopri: 12-37
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Κωνικότητα: .02

D FINDERS

Μήκος (L): 21,25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 08, 10, 12, 15
Κωνικότητα: .2

Διατομή: ●
Rubber Stopper: 21% □, 25% ▽

FLARE FILES

Μήκος (L): 25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 15-60
Aasoopri: 15-40
Κωνικότητα: .05

Διατομή: ▲
Rubber Stopper: 21% □, 25% ▽

REAMERS ▲ Symbol mark

Μήκος (L): 21,25,28,31 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 06-140

Aasoopri: 15-40, 45-80, 90-140

Rubber Stopper: 21% □, 25% ▽, 28% ▴, 31% ●

MEDIUM REAMERS

Μήκος (L): 21,25 mm
Aasoopri: 12-37
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Κωνικότητα: .02

HEDSTROEM-FILES ● Symbol mark

Μήκος (L): 21,25,28,31 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 06-140

Aasoopri: 15-40, 45-80, 90-140

Rubber Stopper: 21% □, 25% ▽, 28% ▴, 31% ●

MEDIUM HEDSTROEM-FILES

Μήκος (L): 21,25 mm
Aasoopri: 12-37
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Κωνικότητα: .02

ENGINE H-FILES ● Symbol mark

Μήκος (L): 25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων.
Μέγεθος: 10-80

Aasoopri: 15-40, 45-80

RT FILES

Μήκος (L): 21,25,28,31 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 06-140

Aasoopri: 15-40, 45-80, 90-140

Rubber Stopper: 21% □, 25% ▽, 28% ▴, 31% ●

FLEXILE FILES

Μήκος (L): 21,25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 15-40
Aasoopri: 15-40

Διατομή: ▲
Rubber Stopper: 21% □, 25% ▽

ULTRASONIC FILES

Μήκος (L): 33 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων.
Μέγεθος: 10-50
Aasoopri: 15-40

ULTRASONIC ENDO FILES

Size: #25

PASTE CARRIERS ● Symbol mark

Μήκος (L): 21,25,29 mm
Συσκευασία των 4 τεμαχίων.

Μέγεθος: 25-40
Aasoopri: 25-40

GATES DRILLS & PEEZO REAMERS

Gates Drills
Peeso Reamers

Μήκος (L): 28,32 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων.
Μέγεθος: 1,2,3,4,5,6
Aasoopri: 1-6

FLARE FINGER SPREADERS

Μήκος (L): 21,25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων.
Μέγεθος: 15-40
Aasoopri: 15-40
Κωνικότητα: .05

PLUGGERS & SPREADERS

Μήκος (L): 25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων.
Μέγεθος: 10-40
Aasoopri: 15-40

ENGINE REAMERS ▲ Symbol mark

Μήκος (L): 25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων

Μέγεθος: 10-80
Aasoopri: 15-40, 45-80

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων

IVENEER

INJECTABLE MATRIX SYSTEM

Το IVENEER είναι μια πρότυπη καλύπτρα άμεσης εφαρμογής λεπτόρρευστης ρητίνης - **Injection flow technique** - σχεδιασμένη να δημιουργεί ιδανικές όψεις για κάθε ασθενή, κάθε φορά.

Ο μοναδικός ανατομικός σχεδιασμός του προτύπου επιτρέπει στους κλινικούς οδοντιάτρους να δημιουργούν υψηλής ποιότητας πρόσθιες αποκαταστάσεις σε περίπου 20-30 λεπτά – μια πολύ πιο γρήγορη εναλλακτική από τη διαμόρφωση της κάθε αποκατάστασης με το χέρι.



Παρακολουθήστε κλινικά περιστατικά

ΕΙΣΑΓΕΙΣ

01



ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣ ΥΛΙΚΟ

02



ΕΓΙΝΕ

03



€180,00

Συσκευασία 32 τεμαχίων
(4 καλύπτρες από δόντια 14-24)

+ ΔΩΡΟ

Clearfil™ Universal Bond Quick 1ml,
αξίας €22,75

Clearfil™ Majesty Trial Flow A2,
αξίας €22,75

Συνολική αξία δώρου €45,50



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ IVENEER:

- Άμεσες αποκαταστάσεις σύνθετων ρητινών σε όψεις
- Αποχρωματισμένα δόντια
- Για προσωρινές όψεις μέχρι την κατασκευή όψεων πορσελάνης
- Σε όλες τις αποκαταστάσεις Ομάδας III, IV, V
- Μη ευθυγραμμισμένα δόντια που δεν απαιτούν ορθοδοντική θεραπεία
- Πλάγια δόντια με κωνικό και μικρότερο μέγεθος
- Αισθητικές αποκαταστάσεις και επιλογή απόχρωσης
- Στεφάνες σύνθετης ρητίνης
- Δόντια με αποτριβές

Συσκευασίες

- Συσκευασία γνωριμίας sample 12 τεμάχια από 2-2 μεγέθους S/M
- Σετ συσκευασίας (62 τεμάχια) από προτόμιο σε προτόμιο μεγέθους S/M και L/M
- Διαθέσιμα μεμονωμένα 10 τεμάχια ανά δόντι

3rd Style Italiano Endodontics
International Congress in Greece
"Endo Resto"

WORKSHOP

Kosmas Tolidis
Greece

Topic
Composite build-ups: The flowable injection technique

REGISTER NOW

Date: 28 September 2024 | Time: 11:30 - 13:30

28-29 Sep | WYNDHAM GRAND ATHENS | www.siegreece.com | #siegreece

€80,00

Συσκευασία 12 τεμαχίων
(3 καλύπτρες από δόντια 21-12)

+ ΔΩΡΟ

Clearfil™ Majesty
Trial Flow A2
αξίας €22,75



Clearfil™ DC Core Plus Kit

Σύστημα διπλού πολυμερισμού για την συγκόλληση αξόνων και την κατασκευή κολοβωμάτων

Πλεονεκτήματα

- Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αποσυγκόλλησης και κατάγματος της ρίζας λόγω του κατάλληλου μέτρου ελαστικότητας παρόμοιο με της οδοντίνης. Μέτρο ελαστικότητας 6-10 GPa
- Εύχρηστο, Διαθέσιμος χρόνος εργασίας 3 λεπτά.
- Σύνθετη ρητίνη διπλού πολυμερισμού (φωτοπολυμεριζόμενη με ιδιότητες της χημικώς πολυμεριζόμενης)
- Άμεση εφαρμογή με τη σύριγγα αυτόματης ανάμιξης
- Ακτινοσκιερό.

Συσκευασία Clearfil™ DC Core Plus Kit

Διατίθεται σε 2 αποχρώσεις Οδοντίνη & Λευκό.
Το σετ περιλαμβάνει σύριγγα (17.9g/9ml) στη ζητούμενη απόχρωση, συγκολλητικό παράγοντα Clearfil Universal Bond Quick (1ml), 20 ρύγχη ανάμιξης, 10 ρύγχη οδηγού (L), 10 ρύγχη οδηγού (S), 50 endo applicators και παρελκόμενα

€143,00

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

€113,00

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%



Ανταλλακτική πάστα Clearfil™ DC Core Plus Dentine ή White (17.9 g / 9 ml), 20 mixing tips, 10 guide tips (L), 10 guide tips (S)

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων

Biodentine™ XP

NEO σύστημα αποκατάστασης οδοντίνης

Η Septodont εισάγει μια νέα έκδοση του Biodentine, το **Biodentine XP**, ένα νέο σύστημα αποκατάστασης οδοντίνης με φυσίγγιο all-in-one, που προσφέρει την άμεση τοποθέτηση του υλικού στο δόντι για να διευκολύνει τις καθημερινές οδοντιατρικές πράξεις.

Το **Biodentine XP**, είναι όλη η επιστήμη του Biodentine, ενσωματωμένη σε ένα νέο και αναβαθμισμένο σύστημα, σχεδιασμένο να παρέχει στους οδοντιάτρους μια βέλτιστη καθημερινή εμπειρία, από την προετοιμασία του προϊόντος μέχρι την άμεση τοποθέτησή του στο δόντι.

Το **Biodentine XP** θα εξασφαλίσει μια εύκολη και τέλεια μίξη χάρη στον υψηλής ταχύτητας αναμίκτη του και μια εύκολη εφαρμογή με το Biodentine Gun. Τα φυσίγγια all-in-one είναι διαθέσιμα σε 2 μορφές (XP 200 & XP 500), ανάλογα με τη διαδικασία, το βάθος της κοιλότητας και την απαιτούμενη ποσότητα.

Η ευκολία χρήσης και οι πολλαπλές ενδείξεις του Biodentine XP από τη μύλη μέχρι τη ρίζα του δοντιού θα βοηθήσουν τους οδοντιάτρους καθημερινά να θεραπεύουν τους ασθενείς τους.

Ενδείξεις

- Στη μύλη: προσωρινή αποκατάσταση της αδαμαντίνης, μόνιμη αποκατάσταση της οδοντίνης, εν τω βάθει ή μεγάλες τερηδονικές αλλοιώσεις, εν τω βάθει αυχενικές ή ριζικές αλλοιώσεις, υλικό επικάλυψης του πολφού, πολφοτομή.
- Στη ρίζα: διατρήσεις ριζών, εσωτερικές/εξωτερικές επαναροφήσεις, διάτρηση ακρορριζίου, ανάστροφη χειρουργική έμφραξη.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Πήζει σε 10 - 12 λεπτά
- Πολλαπλή χρήση: ενδοδοντικές επεμβάσεις αποκατάστασης και επανορθωτικές αποκαταστάσεις.
- Φυσική μικρομηχανική συγκράτηση με εξαιρετικές ιδιότητες έμφραξης χωρίς την προετοιμασία της επιφάνειας.
- Παρόμοιες μηχανικές ιδιότητες και μηχανική συμπεριφορά με την ανθρώπινη οδοντίνη.
- Ακτινοδιαπερατότητα αλουμινίου 3,5 mm για εύκολη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της θεραπείας.

Αρχική Συσκευασία Biodentine XP

περιλαμβάνει:

- 10 κάψουλες XP 200,
- 10 κάψουλες Biodentine XP 500,
- 1 Biodentine XP πιστόλι εφαρμογής,
- 1 μίξερ XP

~~€1.086,00~~

ΕΚΠΟΣΗ 20%

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

€868,80

€922,50

Συσκευασία 10 κάψουλών προς €234,00



Συσκευασία 10 κάψουλών προς €272,50



€177,50



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων



Tosco Vincenzo
Italy

Topic

Biodentine XP in direct and indirect restorations: How, when and why



> REGISTER NOW



Date: 29 September 2024



Time: 11:30 - 13:30

28-29 Sep

WYNDHAM GRAND, ATHENS

www.siegreece.com

#siegreece



3rd Style Italiano Endodontics
International Congress in Greece
"Endo Resto"

WORKSHOP



ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ

Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27

Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100, e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

